



28710

PUHKEORTOOS



Otstarve

S.O.T. ortoos on käe ja randme asendit toetav puhkeortoos. Ortoosi on võimalik vormida soovitud asendisse. Ortoos aitab hoida kätt puhkuseks või venituseks soovitud asendis, et säilitada ja suurendada käe liikuvust. Liigeste biomehaaniline positsioneerimine võimaldab spastilisel käel lõõgastuda või/ja vähendada valu. Käe fikseerimine neutraalasendisse ennetab liigeste deformatsioonide tekkimist. Ühtlaselt jaotatud surve abil, nii volaarselt kui ka dorsaalselt, aitab ortoos ära hoida või leevendada paistetust. Ortoosi on võimalik kasutada ka pärast operatsioone või traumasid. Ortoos on mõeldud individuaalseks kasutamiseks.

Näidustused

Insult, ajuhalvatus, reumatoidartriit, lihasdüstroofiaga patsiendid ja radiaalnärvi halvatus.

Vastunäidustused

Ei ole.

Piirangud

Seda toodet tohib muuta ja kohandada vaid vastava ettevalmistusega ja oskustega meditsiinitöötaja või abivahendispetsialist, kes määrab kasutamise kestuse ja tingimused.

Hoiatus

Ärge pingutage ortoosi rihmasid liiga kõvasti, sest see võib põhjustada käel vereringe häireid ja/või nahaärritust. Kontrollige ortoosi alla jäävat nahka igapäevaselt. Kui näete või tunnete ärritust või on teil käega seoses teisi probleeme, võtke ortoos kohe maha. Kui teie nahal on survest tingitud punetust, mis ei taandu 30 minuti jooksul, pöörduge viivitamatult arsti poole.

28710 S.O.T. PUHKEORTOOS

Enne kasutamist loe tähelepanelikult kasutusjuhendit!

Ortoosi kasutamine

Ortoosi sisse peab mahtuma kogu käsi ja sõrmed. Kui ortoosile on paigaldatud lisasid, näiteks sõrmejaotur, kiil või lisarihm, veenduge, et need on paigutatud abivahendi kohandanud spetsialisti nõuannete kohaselt. Järgige ortoosi kasutusjuhiseid.

Materjal

See toode on valmistatud polüestrist, nailonist, polüuretaanist ja spandexist. Ortoosi vormitav südamik on valmistatud alumiiniumist ja polüetüleenist. Toode ei sisalda lateksit. Ortoosi valmistamisel ei ole kasutatud tuleaeeglusteid.

Pesemisjuhised

Enne pesemist sulgege kõik takjapaelad. Kasutage pesukotti. Masinpesu õrna pesu tsüklil 40 ° C (104 ° F). Kuivatage tasasel pinnal. Ärge kuivatage ortoosi kuivatis ega laske puhastada keemiliselt.

Kontakt

Kui teil on toote või selle kasutamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust spetsialistiga, kes teile ortoosi kohandas või ettevõttega, kust see on ostetud.





Kasutusjuhend

Enne toote kasutajale kohandamist veenduge, et toote pakend oleks terve ja tootel ei ilmne iseäralike kahjustusi.

Kohandajale:

Ortoosi uuesti vormimiseks POSI-asendisse (ohutu immobiliseerimise asend) tuleb reguleerida lahase distaalset sektsiooni. MCP-liigete pindala peab olema painutatud 60-80o painde ja IP-ala vahele ja DIP-liigendid peaksid olema sirutunud täies ulatuses.



1. Kohandaja peab veenduma, et soovitud funktsionaalsuse tagamiseks on ortoos painutatud õige kuju ja nurgaga. Ortoosil on alumiiniumist südamik, mida saab õrnalt reguleerida randme, põidla ja sõrmede soovitud nurga ja kuju järgi.


2. Ortoosi paigaldamise ajal tuleb avada vaid valgete joontega märgitud rihmad (näidatud joonisel).

3. Asetage käsi ortoosi. Veenduge, et põial oleks õiges asendis. Alustage rihma kinnitamisest randmele. Seejärel reguleerige rihm nii, et see oleks kasutajale mugav ega avaldaks liigset survet.

Randme ümber saab lisada täiendava rihma (28713), et vajadusel tõhusamalt fikseerida spastilist rannet.

Kui ortoosi kasutatakse koos sõrmede eraldajaga (28712) või kiiliga (28711), veenduge, et need oleks õiges asendis.


4. Veenduge, et ortoos oleks kasutajale mugav ega tekitaks hõõrdumist või avaldaks liigset survet.





28710

PUHKEORTOOS




Item No. Left	Item No. Right	Model	Size	MCP Width**	Length of hand ** (from wrist to end of fingers)
28710 1008	28710 2008	Resting Splint*	XXX-Small	5,5 cm	≤12 cm
28710 1009	28710 2009	Resting Splint*	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm
28710 1010	28710 2010	Resting Splint*	X-Small	≤7,5 cm	≤ 16 cm
28710 1011	28710 2011	Resting Splint*	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28710 1012	28710 2012	Resting Splint*	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28710 1013	28710 2013	Resting Splint*	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28712 0003		Finger divider	Pediatric		
28712 0005		Finger divider	Medium		
28712 0007		Finger divider	Large		
28713 0009		Wrist strap	XXXS-XS		
28713 0012		Wrist strap	Small-Large		
28714 1008	28714 2008	Additional covering strap	XXX-Small		
28714 1009	28714 2009	Additional covering strap	XX-Small		
28714 1010	28714 2010	Additional covering strap	X-Small		
28714 1011	28714 2011	Additional covering strap	Small		
28714 1012	28714 2012	Additional covering strap	Medium		
28714 1013	28714 2013	Additional covering strap	Large		
				Width	Height
28711 0009		MCP Wedge	XX-Small	65 mm	10 mm
28711 0011		MCP Wedge	Small	75 mm	15 mm
28711 0013		MCP Wedge	Large	90 mm	20 mm

* includes splint + one covering strap

** The ratio between hand and finger length varies, therefore, the dimension table should only be seen as a guide to the right size and fit.

Item No.	Description	XXXS	XXS	XS	S	M	L
28710	Resting Splint*	X	X	X	X	X	X
28714	Additional Covering Strap	X	X	X	X	X	X
28712	Finger divider	Pediatric		Medium		Medium/Large	
28711	MCPWedge	XXSmall		Small		Small/Large	
28713	Wrist strap	XXXS-XS			Small-Large		

This tabel only serves as a guide between the accessories and the main product. Always try the size on the actual user to ensure that the correct size is used.



Camp_Scandinavia AB, Februari_2018 ©

SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com